




B




A



A+




C



C+



D



D+

**Ernest 5x5**

**0,4g par case soit environ 8 g au dm<sup>2</sup>**

### Mode d'emploi

Écrire la recette testée sur l'envers de la tuile

Disposer les 7 gobelets sur le " set Ernest "

Peser la recette de base pour 25 g

25 g de MS dans B + 39 g d'eau, mélanger

Mettre 16 g de mélange dans A, puis dans C et dans D

Peser les ajouts A+, C+, D+

Les ajouter à A, C et D

Si ces ajouts sont importants ajouter 1,56 ml d'eau par g d'ajout

Mélanger

Poser Ernest sur son support planchette-mousse

Faire répartition dans les cases d'Ernest unité 0,3 ml

Ajouter environ 0,5 ml d'eau par case

Recouvrir d'un film et d'une planchette mousse coté planche

Secouer après avoir serré

Remplacer le film par la tuile

Poser la planchette mousse sur la tuile coté mousse

Serrer, retourner, secouer, poser

Attendre que les dépressions d'Ernest disparaissent

Enlever Ernest

# Nuancier

Dilution compte-gouttes 0,8 g pour 10 ml donne  
1 % par goutte

Noter la recette de base sur l'envers de la tuile

Noter les différents essais prévus

Préparer 15g de base à colorer avec 23,5 g d'eau

Poser Ernest sur son support planchette-mousse

Poser la tuile à coté

Mettre le nombre de gouttes en référence à la tuile

Ajouter environ 0,5 ml d'eau par case

Recouvrir d'un film et d'une planchette mousse

Secouer après avoir serré


Remplacer le film par la tuile

Poser la planchette mousse sur la tuile coté mousse

Serrer, retourner, secouer, poser

Enlever Ernest après disparition des dépressions

**Ernest**



**Ernest 5x5  
Tuile**

